

# INYARTLAB

INYECCIÓN ARTÍCULOS DE LABORATORIO S.L.



CIF - B60182375

C/Verema 16 nave 3, Pol.Ind.PAEC, 17251 CALONGE (GIRONA) - Telf. 972 662 263



# PRESENTACIÓN

INYECCION ARTICULOS LABORATORIO S.L. es una empresa especializada en la fabricación de artículos de plástico para inyección.

Inició sus actividades en 1975, en unas instalaciones de Montcada i Reixac, como fabricante de tapones para tubos de dentífrico. Después de haberse consolidado como proveedora de importantes laboratorios farmacéuticos, la empresa progresó y aumentó sus medios de producción, su capacidad productiva y su cartera de clientes con empresas como Ferrer Internacional, Laboratorios Esteve, Laboratorios Lesvi, Reig Jofré, Sanofi y Cosmodent, que, entre otras, confían en nuestro trabajo. Actualmente, tiene su sede en Calonge.

La misión de Inyección Artículos Laboratorio, es ofrecer soluciones de calidad y fiables, adaptándose en todo momento a las necesidades del cliente, manteniendo relaciones estables y cercanas.

La calidad es una prioridad para nosotros. Tenemos la Certificación ISO 9001:2008, Licencia Sanitaria de Funcionamiento de Productos Sanitarios, Certificado ISO 13485:2013, Certificado de la Directiva de Productos Sanitarios 92/42/ECC.







El objetivo principal de Inyección Artículos de Laboratorio es el diseño de fabricación y el suministro de artículos para la industria farmacéutica.

La nave de producción se sitúa en el polígono industrial PAEC, en Calonge, y cuenta con los medios necesarios para realizar todos los procesos de fabricación, inyección, impresión, montaje, envasado y acabados.

NUESTROS PRINCIPALES PROCESOS SON:



## ASESORAMIENTO Y DISEÑO

Asesoramos en el diseño, grafismo y envasado a medida. Cubrimos todas las fases del proceso para conseguir un acabado perfecto del producto

## INYECCIÓN / INYECCIÓN SOPLADO

Contamos con maquinaria de Inyección Automatizada. Nos encargamos de todos los procesos, el diseño de la pieza, la fabricación y la entrega para homologar

## IMPRESIÓN

Impresión de frascos, tarros, jeringas, pipetas... en varios sistemas de impresión: HOT STAMPING, TERMO-IMPRESIÓN, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA.

## ACONDICIONADO

Ofrecemos un amplio abanico de formatos de packaging final para podernos ajustar a las diferentes necesidades de nuestros clientes.





# PRODUCTOS

Nuestro sistema de producción hace posible adaptarnos a las necesidades del cliente en Pedidos mínimos y plazos de entrega. Podemos fabricar todos los modelos en distintos colores, con varias presentaciones (embolsado, flow-pack, bolsas autocierre, estuches de cartón, etc..). Todos los modelos tienen certificado CE. Realizamos el acabado que el cliente necesite. Inyección artículos Laboratorio realiza todos los procesos de producción en sus instalaciones.

Aplicadores vaginales



Cucharitas dosificadoras



Cuentagotas



Depresores linguales




Jeringas dosificadoras



Lendreras



Tapas y taponetes



Vasitos dosificadores



Obturadores





# Aplicadores vaginales

Nuestro sistema de producción hace posible, adaptarnos a las necesidades del cliente en pedidos mínimos y plazos de entrega.  
Inyección artículos Laboratorio realiza todos los procesos de producción en sus instalaciones.

Realizamos el acabado que el cliente necesita.




APLICADOR PARA COMPRIMIDOS



APLICADOR PARA CREMA

Puede escoger la presentación: envasado individualmente, en bolsas zip, en caja de cartón...





# Cucharillas dosificadoras

Contamos con variedad de cucharas dosificadoras con distintas dosificaciones y diseños.

Podemos fabricar todos los modelos en distintos colores, con varias presentaciones, embolsadas flow-pack, en bolsas de autocierre, estuches de cartón, apiladas.

Todos los modelos tienen certificado CE



CUCHARA DOBLE 1,25 - 2,5ml.



CUCHARA UNITARIA 2,5ml.



CUCHARA DOBLE 2,5 - 5ml.



CUCHARA UNITARIA 2,5ml (personalizable)

AVISO  
Usar únicamente esta cucharita.  
Administrar antes de las comidas.  
Adolescentes/Adultos (12-20 años):  
1 cucharadita 3 veces al día.  
Adultos (mayores de 20 años):  
2 cucharaditas 3 veces al día.



CUCHARA 2,5 - 5ml. (Pinza)



CUCHARA DOBLE 7,5 - 15cc



CUCHARA DOBLE 5 - 10 cc/ml.



CUCHARA 3,75 - 7,5cc/ml.



CUCHARA UNITARIA APILABLE 5ml.



CUCHARA UNITARIA 2,5 - 5cc (blanca o transparente)



CUCHARA UNITARIA 5-10cc





# Depresores linguales

Podemos fabricar en distintos colores y imprimir el logo de su empresa

Realizamos el acabado que el cliente necesita.

Packs promocionales



También puede escoger la presentación: envasado individualmente, en bolsas zip, en caja de cartón...









# Lendreras

Se pueden fabricar en distintos colores. Podemos imprimir el logo de la empresa o la marca del producto.

Distintas presentaciones, embolsados individuales o pack promocional.




Puede escoger la presentación: envasado individualmente, en bolsas zip, en caja de cartón...



# Jeringas dosificadoras

Jeringas dosificadoras con distinto volúmen. Fabricación en Polipropileno o Poliestireno. Color segun solicitud cliente. Impresión en serigrafía o tampografía , así como texto y color. Nos adaptamos a las necesidades del cliente

Todos los modelos tienen certificado CE




Jeringa 1,5ml



Jeringa 2ml




Jeringa 2,5 ml



Jeringa 4 ml



Jeringa 4 ml



Jeringa 5 ml



Jeringa 10 ml



Jeringa 12 ml

KIT Jeringa 10 ml con obturador





# Vasitos



Vaso D.28 de 1 a 15 ml



Vaso D.33 de 2'5 a 20ml  
agarre inferior



Vaso D.33 de 2'5 a 20ml  
agarre superior

Todos los vasitos tienen Certificado CE

La empresa ofrece variedad en los modelos con la posibilidad de grabar la dosis solicitada por el cliente en el vasito.

También podemos fabricar el color que desee.



Vaso tipo cazo 20ml



Vaso D.28 de 5 a 15,4 ml



Vaso tipo copa de 1 a 5 ml



# Otros productos

## CUENTAGOTAS




Pipeta cuentagotas

Cuentagotas con tapón



## OBTURADORES



## TAPONES





Inyección Artículos Laboratorio S.L.

C/ de la Verema, 16

17251 - Calonge (Girona)

Teléfono: 972 66 22 63

E-mail: [inyartlab@inyartlab.es](mailto:inyartlab@inyartlab.es)

